

PROFI 3 PLUS

7 350,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus z elektryczną regulacją wysokości, oraz regulacją części środkowej za pomocą sprężyny gazowej.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus

- Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- Stół z elektryczną regulacją wysokości charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową.
- Leżysko PROFI 3 PLUS składa się z trzech segmentów.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyny gazowej.
- Stół PROFI 3 PLUS dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątplenia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 66 cm długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) 47-93 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie - 40° + 40° waga 80 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podłokietniki opuszczane mechanicznie

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok

Widok 360

Galeria produktów:

