



CRYO 6 aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -30°C)

38 091,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UK-00011

Aparat do terapii nadmuchem zimnego powietrza, umożliwiający prowadzenie zabiegów bez żadnych dodatkowych kosztów.

Opis produktu:

CRYO 6 - aparat do krioterapii (zimne powietrze)

- **Cryo 6 - Aparat do terapii nadmuchem zimnego powietrza**, umożliwiający prowadzenie zabiegów bez żadnych dodatkowych kosztów (poza zasilaniem elektrycznym), związanych z zakupem ciekłego azotu lub dwutlenku węgla.
- **Cryo 6** jest niezależne - działa w zamkniętym obiegu chłodzenia, nie korzysta ze skroplonych gazów. Zapewnia maksymalną wydajność minimalnym kosztem.
- Powietrze zabiegowe o temperaturze ok -30°C uzyskiwane jest wskutek oziębienia powietrza zassanego z otoczenia przez sprężarkowy układ chłodniczy.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

zasilanie 230 V/ 50 Hz pobór mocy max 1 kW pobór mocy w trybie gotowości 260 W/h klasa ochronności zgodnie z IEC 601-1 I typ B klasyfikacja wyrobu II A długość węża zabiegowego 180 cm wymiary obudowy

- wysokość

645 mm

- szerokość

390 mm

- głębokość

680 mm waga 60 kg ilość poziomów napowietrzania 9

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji:

- Krioterapia - informacje ogólne

Widok 360

GPSR

Producent: Zimmer MedizinSysteme

Adres: Junkersstraße 9, 89231 Neu-Ulm, Niemcy

Email: export@zimmer.de

Importer: Elecpol

Adres: ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań, Polska

Email: biuro@elecpol.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

