

UGUL PD

4 970,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Kabina do ćwiczeń i zawieszek z przewieszką i drabinką - UGUL PD



Opis produktu:

Kabina do ćwiczeń i zawieszek z przewieszką i drabinką - UGUL PD

Kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. **Kabina do ćwiczeń UGUL** umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza.

Kabina do ćwiczeń i zawieszek zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. Model podwójny w sumie daje 14 segmentów. Ramy kraty wykonane są z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta jest białym lakierem nałożonym metodą proszkową. Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne: Szerokość 400 Wysokość 200 Głębokość 200 Waga 199 kg

Model podwójny w sumie daje 14 segmentów. Ramy kraty wykonane są z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta jest białym lakierem nałożonym metodą proszkową.

Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

