

## UGUL D

4 400,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-UGUL-D

UGUL D – Kabina do ćwiczeń i zawieszek z drabinką



### Opis produktu:

**UGUL D - Kabina do ćwiczeń i zawieszek z drabinką - jest zestawem przeznaczonym do stosowania w kinezyterapii indywidualnej**

**Kabina umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.**

Podstawowym elementem **UGULA** jest kabina zbudowana z osiatowanych elementów tworzących trzy ściany i sufit. **Kabina do ćwiczeń** stanowi bazę do wykorzystania systemu podwieszek i ciężarków.

Dodatkowe elementy **kabiny UGUL** jak drabinki i przewieszki (opcja) umożliwiają tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji.

Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.

**Kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL**, najbardziej popularny sprzęt rehabilitacyjny, przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomagających, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowociężarkowych. **Kabina do ćwiczeń** umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza. Zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

**Kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL** przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń:

- czynnych w odciążeniu
- w odciążeniu z oporem
- ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowociężarkowych

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

**Parametry techniczne:** Szerokość 200 cm Wysokość 200 cm

Głębokość

200 cm

Waga

114 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## Galeria produktów:

