

## PhysioMG 815

5 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UG-AST-PMG815



Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości PhysioMg 815, Jednokanałowy, dotykowy LCD 5"

### Opis produktu:

#### Aparat do magnetoterapii PhysioMG 815

**Aparat do terapii polem magnetycznym** niskiej częstotliwości posiada **PhysioMG 815**:

- jednokanałowy generator pola magnetycznego
- 5" wyświetlacz dotykowy
- wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych wspomaganych elektronicznym przewodnikiem encyklopedycznym, co znacznie podnosi komfort obsługi

#### Programy i sekwencje

- 124 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika
- programy ulubione
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika

#### Ergonomia

- 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Jeden kanał zabiegowy
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzanych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

### Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1  
Wyświetlacz: 5"  
Tryb manualny: tak  
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak  
Baza wbudowanych programów zabiegowych: 124  
Baza programów użytkownika: 50  
Baza sekwencji użytkownika: 10  
Programy ulubione: tak  
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak  
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak  
Magnetoterapia: tak

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

częstotliwość pracy 2 - 140 Hz parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 - 8 s spektrum częstotliwości 0 - 50 Hz zegar zabiegowy 30 s - 60 minut wymiary sterownika 34 x 28 x 11 cm masa sterownika 7 kg zasilanie, pobór mocy 230 V, +/- 10 %, 50/ 60 Hz, 350 VA

## Wyposażenie

### Części standardowe

---

- Sterownik PhysioMG
- Kabel zasilający
- Pas magnetyczny
- Pas mocujący 60x5 cm
- Pas mocujący 120x5 cm
- Rzep pętelka samoprzylepny 100x2 cm
- Magnes stały
- Okulary ochronne dla pacjenta
- Bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250V
- Ścierka do ekranu LCD
- Rysik do ekranu LCD rezystancyjnego
- Instrukcja użytkownika
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna aparatu
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa

### Części opcjonalne

---

- Aplikator płaski CP ze statywem
- Aplikator szpulowy CS35
- Aplikator szpulowy CS60
- Leżanka typu LE\_CS
- Stolik typu ST\_CS

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**



**DOŚWIADANIE + MONTAŻ + SZKOLENIE  
GRATIS**

