

Leżanka pola magnetycznego PhysioMG

2 970,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-LE-CS

Leżanka pola magnetycznego do współpracy z aplikatorami CS60 oraz CS75



Opis produktu:

Leżanka pola magnetycznego PhysioMG

Leżanka pola magnetycznego współpracuje z aplikatorami **CS60** oraz **CS75**.
Cechuje ją nowoczesna konstrukcja, bardzo dobra wytrzymałość oraz stabilność.

Zastosowany zagłówek zwiększa komfort pacjenta podczas wykonywania zabiegu. Materiały wykorzystane w konstrukcji nie zakłócają sił pola magnetycznego.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

nośność leżanki do 135 kg nośność półki pod aparat maks. 8 kg nośność półki pod aplikatory CPEP maks. 3 kg wymiary półki pod aparat 37,0 x 36,0 cm wymiary półki pod aplikatory CPEP 31,0 x 20,0 cm wymiary leżanki wraz z półką (dł. szer. wys.) 214,2 x 53,2 x 118,3 cm wysokość leżyska 60 cm waga 47 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- półki pod aparat i aplikatory CPEP

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

Widok 360

Galeria produktów:

