



## Aplikator szpulowy CS75

3 340,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CS75A

Aplikator szpulowy CS75 przeznaczony do współpracy z PhysioMG 827.

### Opis produktu:

#### Aplikator szpulowy CS75

Aplikator szpulowy CS75 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego. Aplikator CS75 jest zintegrowany z leżanką za pomocą systemu jezdnego.

**Aplikator CS75** - średnica 75 cm - przeznaczony jest **tylko** do współpracy z modelem **PhysioMG 827**.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

---

##### Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 3 mT maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora 4,5 mT maksymalna wartość zmiany indukcji 9 mT

##### Parametry ogólne

wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego Ø 83,2 x 24,2 cm masa 18 kg (AI)/ 25 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

**Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:**

---

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

## **Widok 360**

### **Galeria produktów:**

