

Aplikator szpulowy CS35

2 230,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CS35A



Aplikator szpulowy CS35 przeznaczony do współpracy z aparatami PhysioMG 815, PhysioMG 825 oraz PhysioMG 827

Opis produktu:

Aplikator szpulowy CS35

Aplikator szpulowy CS35 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu polem magnetycznym.

Aplikator CS35 - średnica 35 cm - przeznaczony jest do współpracy z modelami:

- PhysioMG 815
- PhysioMG 825
- PhysioMG 827

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 10 mT maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora 12 mT maksymalna wartość zmiany indukcji 24 mT

Parametry ogólne

wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego 44,1 x 32,2 x 45,7 cm masa 15 kg (Al)/ 22 kg (Cu)

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

Widok 360

Galeria produktów:

