

Aplikator CPEP

1 490,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CPEP

Aplikator CPEP z pasami mocującymi posiada dwie współpracujące ze sobą cewki płaskie przeznaczone do urządzeń PhysioMG 825 oraz 827. Oferta z dnia: 17-01-2022



Opis produktu:

Aplikatory płaskie CPEP

Aplikatory CPEP to dwie współpracujące ze sobą cewki umożliwiające wykonanie terapię polem magnetycznym niezależnie od pozycji pacjenta. **Aplikator płaski CPEP** z pasami mocującymi jest przeznaczony do aparatów:

- PhysioMG 825
- PhysioMG 827

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Parametry magnetoterapii

Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 25 mT maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora 50 mT maksymalna wartość zmiany indukcji 100 mT

Parametry ogólne

wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm masa 2,2 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

Widok 360