

## AQUANESIS BP

21 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00009

AQUANESIS BP - wanna do kąpielii wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz



### Opis produktu:

#### **AQUANESIS BP - wanna do kąpielii wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz**

Dzięki dwóm poziomom napełnienia, **wanna do masażu** kończyn dolnych i kręgosłupa umożliwia znaczne oszczędności wody. **Wanna do kąpielii wirowych** sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada prysznic ręczny, termometr, dwa poziomy napełnienia oraz 3 niezależne strefy:

- kończyny dolne
- kręgosłup
- kończyny dolne i kręgosłup

Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie wanna samoczynnie wyłącza się.

#### **Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa charakteryzuje się:**

- system automatycznego napełniania
- dwa poziomy napełnienia,
- 3 niezależne strefy: kończyny dolne, kręgosłup, kończyny dolne + kręgosłup,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- stopień podwójny ułatwiający wejście do wanny,

### Cechy produktu:

Pojemność (l.): 140

Ilość dysz: 19

Długość (mm): 1360

Szerokość (mm): 770

Wysokość (mm): 960

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

Pojemność zabiegowa 45-140 | Liczba dysz 18 (+1 opcja) Wymiary (dł x szer x wys) 136 x 77 x 96 cm Pobór mocy 2,2 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa
- 2 dysze boczne na okolice bioder
- 12 dysz na kończyny dolne

### Wyposażenie opcjonalne

---

- 1 dysza na hemoroidy

## Informacje dodatkowe

### Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

---

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

## Widok 360

### GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 45

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

