

## Goniometr plastikowy - 17 cm (360 stopni)

40,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AI-THX-GONIO-P17

Goniometr plastikowy - 17 cm (360 stopni)



### Opis produktu:

#### Goniometr plastikowy - 17 Cm (360 Stopni)

- **Goniometr** plastikowy 17 cm - przeznaczony do pomiarów zakresów ruchu małych stawów. Podziałka od 0-90 oraz od 0-180 z dokładnością co 1 stopień.
- **Goniometr** jest najprostszym narzędziem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu stawów. Każdy goniometr zawiera podziałkę 0-360 stopni oraz dwa ramiona: ruchome i nieruchome, które wprowadzone są z okręgu z podziałką. Ramię ruchome można swobodnie obracać, ramię nieruchome natomiast wskazuje 0 stopni.

#### Do czego jest wykorzystywany goniometr?

- Używany jest do sprawdzenia zakresu ruchu stawów, sprawdzenia czy nie ma przykurczów a także postępów w rehabilitacji.
- Środek goniometru ustawiamy w określonym miejscu dla stawu. Dla przykładu w trakcie wykonywania pomiaru zgięcia stawu biodrowego ramię nieruchome powinno być skierowane równoległe do tułowia, natomiast ruchome ramię przesuwamy zgodnie z ruchem uda, mierząc tym samym zakres jego ruchu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

#### Widok 360

**Galeria produktów:**

