

Dynamometr ściskowy dla dorosłych

435,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Dynamometr ściskowy „GRUSZKOWY” dla dorosłych



Opis produktu:

Dynamometr ściskowy "GRUSZKOWY" dla dorosłych

Ręczny **dynamometr ściskowy** służy do wykonania pomiarów wielkości siły ścisku i umożliwia pomiar prawie niewyczuwalnego nacisku. Wskaźnik igłowy wartości szczytowej - automatycznie pozostaje na najwyższej wskazanej w czasie pomiaru wartości, aż do momentu wyzerowania.

Urządzenie zostało skalibrowane w PSI (funt na cal kwadratowy).
Skala pomiaru wynosi: 0 - 30 psi.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

