

## Okulary ochronne dla zwierząt Doggles

2 790,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AL-UVX-OKU-DGL

Okulary ochronne dla zwierząt DOGGLES (komplet 3 sztuki)



### Opis produktu:

#### Okulary ochronne dla zwierząt DOGGLES (komplet 3 sztuki)

- Okulary ochronne do laseroterapii, z filtrem ochronnym P5K01, chroniące oczy małych zwierząt np. psów czy kotów.
- **Okulary ochronne dla zwierząt Doggles** niezawodnie chronią oczy zwierząt podczas zabiegu laseroterapii o długości fali od 800 do 1100 nm.
- **Okulary ochronne dla zwierząt** są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Z tego powodu można wybrać odpowiedni rozmiar dla zwierzęcia - kota czy psa.
- Wszystkie modele okularów ochronnych tzw. gogle, mają elastyczną opaskę na głowę i podbródek, dzięki czemu zapewniają łatwe i solidne dopasowanie podczas zabiegów.
  
- **Należy pamiętać, że okulary ochronne dla zwierząt chronią oczy tylko w zakresie długości fal od 800 do 1000 nm.**
- **Długości ustawiane powyżej lub poniżej danych jednostek mogą być szkodliwe dla wzroku zwierzęcia.**

#### Okulary ochronne dla zwierząt Doggles charakterystyka

- Zestaw trzech modeli w różnych rozmiarach (S/M/L)
- Zakres długości fal 800-1100 nm
- Regulowany pasek na głowę i brody

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: Uvex - Laservision

Adres: Würzburger Straße 181 - 189, 90766 Fürth, Niemcy

Email: [safety@uvex.de](mailto:safety@uvex.de)

Telefon: +49 800 66 44 893

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

