

## POWER Q1000 PREMIUM aparat do drenażu limfatycznego z 2 mankietami na nogę

3 218,40 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aparat do drenażu limfatycznego Power Q1000 Premium to urządzenie do poprawiania krążenia oraz usuwania obrzęków, które ma zastosowanie w warunkach domowych oraz w niewielkich gabinetach rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych i gabinetach odnowy biologicznej.



### Opis produktu:

#### Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q1000 PREMIUM z 2 mankietami na nogę

Aparat do masażu uciskowego Power Q1000 Premium współpracuje z 4-komorowymi mankietami na rękę, nogi, lub na biodra. W zależności od potrzeb można podłączyć 1 lub 2 mankiety jednocześnie. Stosowany w warunkach domowych oraz w niewielkich gabinetach rehabilitacyjnych

#### Wpływ na organizm

- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia
- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"
- idealny dla kobiet po mastektomii - pozwala walczyć z obrzękami po usunięciu węzłów chłonnych

#### Możliwości panelu

- wybór trybu pracy: A1, A2, B, C, D, E
- ustawienie czasu zabiegu: 5-99min.
- ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego: 0-240 mm Hg
- ustawienie czasu przerwy (odstępu): 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sek.
- ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze: (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 s).

Na elektronicznym wyświetlaczu wyświetlają się aktualne parametry zabiegu.

#### Dostępne tryby masażu pneumatycznego

#### Dodatkowe funkcje

- Możliwość wyłączenia danej komory mankietu
- Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapisanie parametrów masażu
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

## Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1  
Wyświetlacz: Graficzny  
Tryb manualny: tak  
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: tak

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

Wysokość 12,5 cm Szerokość 20 cm Długość 26 cm Waga 2,9 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- aparat
- mankiet 4-komorowy na nogę- 2 szt.
- przewód pojedynczy - 1 szt.
- przewód podwójny - 1 szt.

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Presoterapia jako metoda leczenia

## Widok 360

## Galeria produktów:

