

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego z 2 mankietami na kończynę górną

13 599,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych w zestawie z 2 mankietami na kończynę górną.



Opis produktu:

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych z 2 mankietami na kończynę górną. Główne cechy:

- 24 wyjścia
- obsługa do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie
- 4 tryby pracy, współpraca z komputerem
- możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: Graficzny

Tryb manualny: tak

Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Tryb pracy sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala Regulacja ciśnienia 20 mm Hg do 90 mm Hg
Wymiary 19 x 37,5 x 31,5 cm Waga 6,7 kg Zasilane 230 V

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 11 - komorowy mankiet na kończynę górną do urządzeń MINI i OPTIMAL, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór: długość 82 cm, z dwiema opaskami mocującymi prawa/lewa strona.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Presoterapia jako metoda leczenia

Widok 360

Galeria produktów:

