

## Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2

1 330,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CPE2WH

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2



### Opis produktu:

#### Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE2

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2 współpracuje z aparatami:

- PhysioGo 5001
- PhysioGo 7011
- Etius ULM
- Etius LM,
- **działa tylko szeregowo** w połączeniu z Aplikatorem płaskim CPE1

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

---

##### Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT

##### Parametry ogólne

wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm masa 1,2 kg

### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

**Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:**

---

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

## Widok 360

## Galeria produktów:

