

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2

1 330,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CPE2WH

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2



Opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE2

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE2 współpracuje z aparatami:

- PhysioGo 500I
- PhysioGo 701I
- Etius ULM
- Etius LM,
- **działa tylko szeregowo** w połączeniu z Aplikatorem płaskim CPE1

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Parametry magnetoterapii

maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT

Parametry ogólne

wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm masa 1,2 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK
- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

Widok 360

Galeria produktów:

