

CROSS 2

3 890,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny CROSS 2 rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych.

Opis produktu:

Stół **rehabilitacyjny CROSS 2**

Stół rehabilitacyjny CROSS 2 rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych. Charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w 2 kółka, która posiada zwiększoną wytrzymałość do 200 kg. Zagłówek stołu regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej.

Tapicerka V line z systemem Easy Clean z zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Długość 200 cm Wysokość 48-93 cm Szerokość 70 cm Waga 55 kg Obciążenie maksymalne 200 kg Regulacja podglówka sprężyną gazową -46°/+65°

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny - dwa skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podgłówek 3-częściowy

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
 - tapicerka - 1 rok
 - akcesoria elektryczne - 1 rok
-
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

