

CROSS 3 P

4 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny CROSS 3 P rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny CROSS 3 P z elektryczną regulacją wysokości i ramą krzyżakową

- **Stół rehabilitacyjny CROSS 3 P** rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych.
- **Stół do rehabilitacji** charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w 2 kółka i zwiększoną wytrzymałością do 200 kg.
- Zagłówek stołu regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej. Łamanie blatu do pozycji Pivota odbywa się przy pomocy sprężyny gazowej.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Długość 200 cm Wysokość 54-93 cm Szerokość 70 cm Waga 65 kg Obciążenie maksymalne 200 kg Regulacja podglówka sprężyną gazową -60°/+65° pozycja Pivota 20°

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny - dwa skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podgłówek 3-częściowy

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
 - tapicerka - 1 rok
 - akcesoria elektryczne - 1 rok
-
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

