

WKD

**Cena produktu:**

**17 420,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 160
Ilość dysz: 6
Długość (mm): 1180
Szerokość (mm): 620
Wysokość (mm): 810

Cechy produktu:

kolor z teksturą:
biały, calypso

Kody produktów:

Odniesienie: H-UH-
MEI-WKD
EAN13: -
UPC: -

Krótki opis produktu:

Wirówka WKD (pojemność 160 l, 6 dysz kierunkowych) przeznaczona do masażu wirowego zarówno kończyn dolnych jak i kończyn górnych.

Galeria produktów: