

WKD

17 945,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00013



Wirówka WKD (pojemność 160 l, 6 dysz kierunkowych) przeznaczona do masażu wirowego zarówno kończyn dolnych jak i kończyn górnych.

Opis produktu:

- Masaż wirowy kończyn dolnych, przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych. Wybraną partię ciała umieszcza się w urządzeniu do hydroterapii zwanego jako **wirówka kończyn dolnych**, gdzie przeprowadzany jest zabieg hydromasażu. Jeśli do dyspozycji jest wanna do masażu wirowego wówczas masaż może obejmować również uda, wtedy zabieg obejmie całe nogi. Ten typ masażu zmniejsza ból, poprawia ukrwienie, ale przede wszystkim relaksuje.
- Kończyna dolna która jest poddawana masażowi, opiera się wirom wody jednocześnie napina mięśnie co sprzyja większemu przepływowi krwi i limfy w części ciała poddanej masażowi. Wszystkie te działania korzystnie wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w masowanej kończynie. Cena masażu wirowego ustalane jest indywidualnie w każdym gabinecie.

Cechy charakterystyczne wirówki WKD:

- 6 dysz kierunkowych
- pojemność 160 l
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- czujnik temperatury wody
- automatyczne napełnianie
- prysznic ciepły
- hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie – bierny masaż perełkowy)
- stopnie umożliwiające wejście do wirówki
- dostępny kolor: biały i calypso

Działanie masażu wirowego - wirówka kończyn dolnych:

- przeciwobrzękowe,
- zmniejszają zastój krwi żyłnej,
- zwiększenie przepływu krwi i chłonki,
- rozluźnienie mięśni,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- przeciwbólowe

Jakie są wskazania do masażu wirowego?

- Choroby reumatyczne

- Zwrodnienie stawów
- Choroba Reynauda
- Rehabilitacja zwichnięć, skręceń
- Obrzęki limfatyczne
- Niedowłady porażeniowe, wzmożone napięcie mięśniowe
- Rehabilitacja po porażeniu mózgowym dziecięcym
- Po zabiegu chirurgicznym żyłaków

Hydromasaż - przeciwwskazania:

- Zaburzenia rytmu serca
- Niewydolność krążenia
- Nadciśnienie tętnicze
- Stan zapalny i zakrzepowy żył
- Stopa cukrzycowa

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 160

Ilość dysz: 6

Długość (mm): 1180

Szerokość (mm): 620

Wysokość (mm): 810

Specyfikacja techniczna

pojemność zabiegowa 160 l pobór mocy 0,9 kW liczba dysz 6 szt. zasilanie 230 V/ 50 Hz masa 53 kg bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B Wymiary: długość 1180 mm szerokość 620 mm wysokość 810 mm

Wyposażenie**Informacje dodatkowe**

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym danego urządzenia.

Widok 360**GPSR**

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

