

WKG

14 960,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-MEI-WKG



Wirówka kończyn górnych WKG (pojemność 30 l, 40 dysz powietrznych do masażu) przeznaczona jest do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.

Opis produktu:

Wirówka kończyn górnych WKG

Masaż wirowy kończyn górnych jak sama nazwa wskazuje stosowany jest do terapii rąk, Terapii poddawana może być jedna lub obie kończyny. Taki masaż może być stosowany na dłonie - obejmując tylko nadgarstki, jak i na całe kończyny górne po przedramiona. Siła masażu wirowego jak i czas zabiegu jest dobierana indywidualnie do schorzeń i stanu pacjenta. Taki hydromasaż zalecany jest w leczeniu zwyrodnień stawów, stanów reumatycznych, przeciążeń jak i po urazach.

Cechy charakterystyczne wirówki kończyn górnych WKG:

- 40 dysz powietrznych do masażu
- pojemność - 30 l
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- czujnik temperatury wody
- prysznic ciepły
- hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)
- krzesło
- dostępny kolor: biały i calypso

Masaż wirowy jest jednym z rodzajów hydromasażu. Jest to rodzaj hydroterapeutycznego zabiegu, wykonywanego na poszczególnych partiach ciała takich jak kończyny górne lub dolne jak również kręgosłup. Masaż za pomocą wiru wodnego, czyli masaż wirowy ma działanie przeciwbólowe, działa rozkurczowo i odprężająco, jednocześnie poprawiając ukrwienie partii ciała która jest poddawana masażowi. Niejednokrotnie zaleca się go po urazach złamań kończyn dolnych lub górnych, gdzie jego zadaniem jest zmniejszenie obrzęków. Ten typ hydromasażu najczęściej przeprowadzany jest za pomocą urządzeń takich jak wirówka kończyn górnych lub dolnych.

Masaż wirowy inaczej zwany po prostu wirówką zalecany jest w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, reumatyzmu, blizn, zaniku mięśni a także porażień mięśniowych.

Urządzenia jak wanny do hydromasażu i wirówki stanowią wyposażenie sanatoriów oraz gabinetów czy ośrodków specjalistycznych. Masaż wirowy może być również wykonywany w domu jednak nie za sprawą profesjonalnego urządzenia do hydroterapii a hydromasażera, który najczęściej jest urządzeniem przypominającym miskę, posiadającym ograniczone programy zabiegowe.

Masaż wirowy trwa zazwyczaj od 10 do 30 minut, aby był skuteczny pacjent musi mieć wykonane minimum 10

zabiegów. By zwiększyć komfort zabiegu najlepiej, aby temperatura wody wynosiła od 32 – 38°C.

Wskazania do masażu wirowego:

- Choroby reumatyczne
- Zwrodnienie stawów
- Choroba Reynauda
- Rehabilitacja zwichnięć, skręceń
- Obrzęki limfatyczne
- Niedowłady porażeniowe, wzmożone napięcie mięśniowe
- Rehabilitacja po porażeniu mózgowym dziecięcym
- Po zabiegu chirurgicznym żyłaków

Przeciwwskazania do masażu wirowego:

- Zaburzenia rytmu serca
- Niewydolność krążenia
- Nadciśnienie tętnicze
- Stan zapalny i zakrzepowy żył
- Stopa cukrzycowa

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 48

Ilość dysz: 40

Długość (mm): 900

Szerokość (mm): 950

Wysokość (mm): 920

Specyfikacja techniczna**Parametry techniczne:**

pojemność zabiegowa 48 l pobór mocy 0,9 kW liczba dysz 40 szt. zasilanie 230 V/ 50 Hz masa 60 kg wymiary długość 900 mm szerokość 950 mm wysokość 920 mm

Wyposażenie**Informacje dodatkowe****Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:**

- Masaż wirowy – zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy – wskazania i przeciwwskazania

- Hydroterapia - informacje ogólne

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym danego urządzenia.

Widok 360

Galeria produktów:

