

WKG

**Cena produktu:**

**14 960,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 48
Ilość dysz: 40
Długość (mm): 900
Szerokość (mm): 950
Wysokość (mm): 920

Cechy produktu:

Kolor wanny:
Calypso, Biały
Automatyczne
napełnianie: TAK,
NIE

Kody produktów:

Odniesienie: H-UH-
MEI-WKG
EAN13: -
UPC: -

Krótki opis produktu:

Wirówka kończyn górnych WKG (pojemność 30 l, 40 dysz powietrznych do masażu) przeznaczona jest do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.

Galeria produktów:

