

PhysioGo 701I - aparat do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii



Cena produktu:

**11 990,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 3
Wyświetlacz: 7"
Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: tak
Baza programów użytkownika: tak
Baza sekwencji użytkownika: tak
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Akumulator: tak
Elektroterapia: tak
Magnetoterapia: tak
Laseroterapia: tak
Sonoterapia: tak

Cechy produktu:

Szkolenie: Brak,
Stacjonarne + 0 zł,
Online + 0 zł

Kody produktów:

Odniesienie: A-UC-
AST-PHG701I
EAN13: -

Komplet
przewodników: TAK

UPC: -

Krótki opis produktu:

Nowoczesny, wielofunkcyjny aparat umożliwiający przeprowadzania aż pięciu różnych terapii

Galeria produktów:

