

## Sonda do laseroterapii (Duoter Plus) - R 15 mW/650 nm

Oferta z dnia: 2021-06-16



### W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ SONDA D LASEROTERAPII BIOSTYMULACYJNEJ

\*Podane w ofercie elementy nie są fabrycznie nowe, ponieważ były stosowane do prezentacji sprzętu, są to elementy **nieuszkodzone** i sprawne.

Sonda laserowa światła czerwonego (R) przeznaczona do współpracy z aparatem Duoter Plus. Ze względu na silne oddziaływanie promieniowania na skórę oraz tkankę podskórną, jest zalecana do stosowania w schorzeniach dermatologicznych, urazach skóry, itp.

#### Parametry techniczne

Parametry laseroterapii

- długość fali 650 nm
- maksymalna moc 15 mW

#### Zastosowanie Laseroterapii

#### Wpływ biologiczny:

- Wzrost poziomu ATP
- Stymulacja syntezy białek w tym kolagenu
- Zmiany w strukturze i funkcjach błon biologicznych

- Zwiększenie aktywności pewnych enzymów i prostaglandyn
- Modulacja procesów immunologicznych
- Efekt fagocytozy
- Zwiększona ruchomość i reproduktywność komórek

#### Wskazania:

- Rany i blizny pooperacyjne
- Wrzody i blizny po przeszczepie
- Różne choroby układu mięśniowo-szkieletowego
- Choroby skóry
- Reumatyzm i stany zapalne

#### Przeciwwskazania:

- Choroba nowotworowa do 5 lat od wyleczenia
- Cięża
- Obecność implantów elektronicznych
- Ostre infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze
- Gorączka i ogólne osłabienie organizmu

- Epilepsja
- Alergia na światło
- Nadczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego
- Nieustabilizowana cukrzyca
- Zmiany skórne nieokreślonego pochodzenia