



## Kompres żelowy 28x34

Okłady schładzające lub ogrzewające stosowane w terapii wielu schorzeń.

Oferta z dnia: 2021-01-16

**Żelowe okłady** zapewniają do 30 minut terapii przy wykorzystaniu wilgotnego ciepła. Mogą być wykorzystane wielokrotnie. Są łatwe do podgrzewania i stosowania. Wykonane w postaci nietoksycznych przezroczystych woreczków z folii polietylenowej wypełnionych nietoksycznym organicznym żelem o wysokim współczynniku ciepła właściwego. Podstawową zaletą **kompresów żelowych** jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego zimna lub ciepła.

Duże znaczenie ma również szeroki zakres temperatury pracy (-25°C do + 70°C).

**Kompres żelowy** jest przeznaczony do wielokrotnego użytku.

### Zobacz inne okłady żelowe

- Kompres żelowy 48 x 18 [zobacz](#)
- Kompres żelowy 28 x 18 [zobacz](#)
- Kompres żelowy 20 x 18 [zobacz](#)