

TERAPEUTA M-S7.F4 stół rehabilitacyjny

Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny (Terapeuta M-S7.F4) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości.

Oferta z dnia: 2020-04-02



000

Przeznaczony do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- stabilna konstrukcja,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (oprócz części środkowej stołu) za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaśleпка otworu na twarz,
- uchwyty do zamocowania pasa,
- dostępny system jezdny: 4 unoszone koła kierunkowe i 4 stopki,
- bogaty osprzęt dodatkowy,
- tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych,
- grubość (gąbki) tapicerki stołu 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja).

DANE TECHNICZNE:

- ilość sekcji: 7
- kąt pochylenia zagłówek: + 40 / - 70°
- kąt pochylenia sekcji środkowej: brak
- kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna): + 85 / - 0°
- regulacja wysokości: 490 - 1010 mm
- wymiary (dł. x szer.): 2050 x 690 mm
- masa: 114 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- zasilanie: 230 V / 50 Hz

AKCESORIA

- bananek
- pas do stabilizacji
- klin Kaltenborna
- kliny
- wałki
- półwałki

OPCJA

wieszak na ręcznik papierowy.