

Mankiet 5-cio komorowy na nogę lewą do BOA Mini Plus

Mankiet 5-cio komorowy na nogę lewą
do aparatu BOA-Mini-Plus 5 komorowego

Oferta z dnia: 2020-06-01



Mankiet 5-cio komorowy na nogę lewą.

Mankiet na nogę lewą, przeznaczony do współpracy z aparatem BOA - Mini - Plus 5 komorowym **BOA Mini Plus** posiada możliwość ustawienia różnych wartości spadku ciśnienia w każdej komorze mankieta uciskowego, czyli tzw. gradient, a także regulację czasu wykonania jednej, pełnej sekwencji algorytmu. Zakres ciśnień to 30 ÷ 140 mmHg. Dodatkowo aparat został wyposażony w opcję ciągłego pomiaru ciśnienia w aktualnie pompowanej komorze mankieta, jak również odsysanie awaryjne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta.

Zobacz również

- [Mankiet 5-cio komorowy na nogę prawą do BOA Mini Plus](#)

- [Mankiet 5-cio komorowy na rękę do BOA Mini Plus](#)
- [Mankiet 12 -to komorowy na rękę prawą](#)
- [Mankiet 12 -to komorowy na rękę lewą](#)
- [Mankiet 12-to komorowy na nogę lewą lub prawą](#)
- [24-ro komorowa kurtka do BOA Max 2](#)
- [24-ro komorowe spodnie do BOA Max 2](#)

Więcej informacji o presoterapii dowiesz się na:

- [Presoterapia jako metoda leczenia](#)