

## Pręt światłowodowy kątowy 45° zwążony

Pręt światłowodowy kątowy 45°, średnica 6 mm zwężony do 2 mm (laseropunktura)

Oferta z dnia: 2020-04-02



---

Aplikatory światłowodowe dedykowane są do współpracy z sondami laserowymi (typu V2) produkowanymi przez firmę Astar. Doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu zabiegów na partiach ciała trudno dostępnych dla standardowych aplikatorów laserowych. Dlatego też cieszą się dużym zainteresowaniem w laryngologii, stomatologii i kosmetologii.

Konstrukcja gniazda światłowodu daje możliwość łatwego demontażu pręta światłowodu w celu sterylizacji lub wymiany na pręt innego typu. Część zwężana ma 2 mm.

Na dodatkowym zdjęciu pręt z gniazdem aplikatora światłowodowego dedykowanego dla sond laserowych typu V2

---