

## Elektroda do fizykoterapii silikonowo-węglowa 6x6cm

**Elektroda do fizykoterapii** silikonowo-węglowa do elektroterapii o wymiarach **6x6 cm** posiadające gniazdo 2 i 4 mm

**Cena: 13,00 zł**

VAT: 8%

Oferta z dnia: 2019-02-18



Elektrody do fizykoterapii silikonowo-węglowe 6x6 cm służą do przeprowadzania zabiegów elektroterapii. Wykonane są z giętkiego materiału przewodzącego prąd elektryczny. Elektrody do fizykoterapii posiadają wszystkie badania i certyfikaty dopuszczające do sprzedaży wg regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Elektroda do elektroterapii posiada specjalne gniazdo do

podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4mm) oraz "mini banan"(2mm).

**Więcej informacji o producencie i produkcji znajdziesz na stronie:**

- [www.astar.pl](http://www.astar.pl)