

Elektroda do fizykoterapii silikonowo-węglowa 7,5x9cm

**Elektroda do fizykoterapii
silikonowo- węglowa** o wymiarach
7,5x9cm posiadająca wejście 2 i 4 mm

Cena: 20,00 zł

VAT: 8%

Oferta z dnia: 2019-02-18



Elektrody silikonowo-węglowe do fizykoterapii o wymiarach 7,5x9 cm służą do przeprowadzania zabiegów elektroterapii. Wykonane są z giętkiego materiału przewodzącego prąd elektryczny. Elektrody do fizykoterapii węglowe posiadają wszystkie badania i certyfikaty dopuszczające do sprzedaży wg regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Elektroda do fizykoterapii posiadają specjalne gniazdo

do podłączenia przewodu zakończony wtykiem "banan"(4mm) oraz "mini banan"(2mm).

Więcej informacji o producencie i produkcji znajdziesz na stronie:

- www.astar.pl