

**Elektroda silikonowo-węglowa
6x12cm**

Elektroda silikonowo-węglowa do elektroterapii o wymiarach 6x12cm - obustronne wejście

Cena: 29,00 zł
VAT: 8%

Oferta z dnia: 2019-02-18



Posiada dwustronne specjalne gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4mm) oraz "mini banan"(2mm).

**Więcej informacji o producencie i aparacie
znajdziesz na stronie:**

<http://astar.pl/>