

## Pokrowiec wiskozowy 10x10 cm

**Pokrowiec wiskozowy o wymiarze**  
10x10 cm - do elektrod  
silikonowo-węglowych 7x7 lub 7,5x9

**Cena: 6,00 zł**

VAT: 8%

Oferta z dnia: 2019-02-18



Pokrowiec wiskozowy o wymiarze 10x10 cm dedykowany do elektrod silikonowo - węglowych w elektroterapii o wymiarach 7x7 cm oraz elektrod 7,5x9 cm.

W pokrowcu umieszczana jest elektroda wielokrotnego użytku do elektroterapii

i elektrostymulacji w celu poprawy jakości kontaktu z ciałem pacjenta w trakcie zabiegu. Przed podłączeniem elektrody upewnić się , że aparat do elektroterapii nie

generuje prądu. Elektrode z podłączonym kablem pacjenta umieścić w pokrowcu wiskozowym. Przed użyciem pokrowiec należy zwilżyć wodą.

**Więcej informacji o producencie i produkcji znajdziesz na stronie:**

<http://astar.pl/>