

Impactis M aparat do terapii falą uderzeniową

Impactis M aparat do terapii falą uderzeniową w rehabilitacji, medycynie sportowej, ortopedii oraz medycynie estetycznej.

| nowość

PROMOCJA

Cena: 21 900,00 zł


VAT: 8%

Stara cena: -24 900,00 zł brutto

Oferta z dnia: 2019-03-20



DOSTAWA + MONTAŻ + SZKOLENIE



GRATIS

niezwykle skutecznie leczyć patologiczne zmiany ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz mięśni i kości. Leczy dolegliwości, które tradycyjnie wymagają interwencji chirurgicznej. Główne obszary zastosowań to rehabilitacja, medycyna sportowa, ortopedia oraz medycyna estetyczna.

Impactis M aparat do terapii falą uderzeniową

uderzeniową



Terapia falą uderzeniową to jedna z najbardziej efektywnych metod leczenia dolegliwości bólowych układu mięśniowo- szkieletowego. Przy odpowiednio dobranych parametrach zabiegowych, dzięki penetracji fal w głąb ciała terapia jest skuteczna w leczeniu procesów chorobowych zlokalizowanych zarówno w powierzchniowych, jak i w głębszych tkankach. Impactis M to nowoczesny aparat do zwalczania przewlekłego bólu. Dzięki zabiegowi falą uderzeniową można

Terapia falą uderzeniową aparatem Impactis M zapewnia:

- wysoką, potwierdzoną klinicznie skuteczność



- nieinwazyjność
- szybką poprawę stanu klinicznego - wystarczą 3-4 zabiegi z 1 tygodniową przerwą
- sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut
- brak efektów ubocznych
- brak konieczności podawania znieczulenia i stosowania środków farmakologicznych
- połączenie leczenia objawowego z przyczynowym

- długotrwały rezultat leczniczy
- maksymalne możliwe nastawy 5 bar/ 25 Hz

IMPACTIS M CECHUJE:

- dedykowany transmitter do medycyny estetycznej
- aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania
- ergonomiczne ukształtowanie przodu głowicy poprawiające komfort trzymania
- za pomocą urządzenia w wersji zainstalowanej można wykonać ponad 2 000 000 uderzeń
- zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej

TRYBY EMISJI FAL UDERZENIOWYCH

- pojedynczy
- ciągły
- burst

PROGRAMY ZABIEGOWE

- 43 programy wbudowane

PARAMETRY TECHNICZNE

ciśnienie kompresora	1-5 bar
częstotliwość emisji impulsów (uderzeń)	1-25Hz
ilość uderzeń	1- 10 000
maks. gęstość energii na powierzchni transmitera	3mJ/mm ²
żywność systemu balistycznego	>2 miliony cykli
zasilanie	100-240V,47-63Hz, 24VDC 6,25A
wymiary	36,1x30,4x15,1 cm
masa z aplikatorem i zasilaczem	9kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- kabel zasilający (1 szt.)
- zasilacz impulsowy (1 szt.)
- aplikator fali uderzeniowej (1 szt.)
- transmitter 10 mm (1 szt.)
- transmitter 15 mm (1 szt.)
- transmitter 20 mm (1 szt.)
- transmitter tytanowy 15 mm (1szt.)
- zapasowe uszczelki 8x3, 12x3, 13x3 (po 2 szt.)
- zapasowa sprężyna elastomerowa (2 szt.)
- żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
- zapasowy bezpiecznik zwłoczny (1 szt.)
- uchwyt aplikatora (1 szt.)
- wkrętak do montażu uchwytu (1szt.)
- ściereczka do wyświetlacza (1 szt.)
- rysik do wyświetlacza (1 szt.)
- instrukcja obsługi (1 szt.)



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- transmitter 35 mm - do medycyny estetycznej
- transmitter tytanowy 10 mm
- transmitter tytanowy 20 mm
- zestaw naprawczy (system balistyczny)
- słuchawki
- torba na aparat i wyposażenie
- Versa X stolik pod aparat

Fala uderzeniowa - więcej

informacji znajdziesz na stronach:

- Fala uderzeniowa wskazania
 - Fala uderzeniowa
 - Porównanie radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej
 - Porównanie fali uderzeniowej kompresorowej i napędzanej elektromagnetycznie
 - Fala uderzeniowa przeciwwskazania
 - Fala uderzeniowa zabiegi
-

Więcej informacji o producencie i aparacie znajdziesz na stronie:

- www.astar.pl
- www.impactis.com.pl