



Żel do ultradźwięków 500g

Żel do ultradźwięków 500g do głowicy ultradźwiękowej nie pozostawiający tłustych plam.

Oferta z dnia: 2021-01-16

Żel do ultradźwięków 500 g do głowicy ultradźwiękowej nie pozostawiający tłustych plam

Zapewnia dobry kontakt głowicy ultradźwiękowej z powierzchnią skóry. Nie pozostawia tłustych plam na skórze i ubraniach. **Żel do ultradźwięków** na bazie wodnej, nie zawierający soli. Przeznaczony do diagnostyki USG i KTG, terapii ultrasonograficznej (UD). Można stosować ze wszystkimi rodzajami głowic ultrasonograficznych, oraz w nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, doppler, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia).

Żel do zabiegów ultradźwiękowych umożliwia

prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków. Żel posiada neutralny odczyn pH

Bezbarwny i bezzapachowy żel do USG/KTG ma za zadanie przewodzenie sygnałów podczas zabiegów wykorzystujących fale ultradźwiękowe. W trakcie zabiegu lekarz rozprowadza go na fragmencie skóry pacjenta, przez co tworzy się idealne podłoże, umożliwiające przepływ fal. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie terapii lub badania na wybranym odcinku ciała.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie:

<http://astar.pl/>