



AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych

AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia).

Cena: 10 092,59 zł

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-09-16

AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia).

AQUANESIS P - wyposażona jest w 16 dysz do masażu wodnego. Sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada termometr i prysznic ręczny. Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie wanna samoczynnie wyłącza się.

- system automatycznego napełniania,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- krzesło LAMBDA.

Dane techniczne:

- Pojemność zabiegowa : 55-60l
- Liczba dysz: 16
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 90 x 83,5 x 72cm
- Pobór mocy: 1,1kW
- Zasilanie: 230 V/50Hz

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

Cechy charakterystyczne:

- Hydroterapia - informacje ogólne