

AQUANESIS BP - wirówka do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa



AQUANESIS BP - wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz

Cena: 11 574,07 zł

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-04-18

AQUANESIS BP - wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz

- kończyny dolne
- kręgosłup
- kończyny dolne i kręgosłup

Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie wanna samoczynnie wyłącza się.

Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa cechy charakterystyczne:

- system automatycznego napełniania
- dwa poziomy napełniania,
- 3 niezależne strefy: kończyny dolne, kręgosłup, kończyny dolne + kręgosłup,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- stopień podwójny ułatwiający wejście do wanny,
- opcjonalne wyposażenie: dysza na hemoroidy

Dane techniczne - wirówka do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa AQUANESIS BP:

Pojemność zabiegowa	45-140 l
Liczba dysz	18 (+1 opcja)
Wymiary (dł x szer x wys)	136 x 77 x 96 cm
Pobór mocy	2,2 kW
Zasilanie	230V/50Hz

AQUANESIS BP – nowoczesna wirówka do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz:

- 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa
- 2 dysze boczne na okolice bioder
- 12 dysz na kończyny dolne
- 1 dysza na hemoroidy (opcja)

Masaż wodny na te okolice rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo oraz poprawia krążenie obwodowe. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa umożliwia znaczne oszczędności wody. Wanna do kąpieli wirowych sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada prysznic ręczny, termometr, dwa poziomy napełniania oraz 3 niezależne strefy:

**Więcej informacji na temat
hydroterapii znajdziesz na stronie:**

- [Hydroterapia - informacje ogólne](#)