

## Dynamometr ściskowy dla dorosłych

Dynamometr ściskowy „GRUSZKOWY” dla dorosłych

**Cena: 256,10 zł**

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-04-18



---

Ręczny dynamometr ściskowy służy do wykonania pomiarów wielkości siły ścisku i umożliwia pomiar prawie niewyczuwalnego nacisku. Wskaźnik igłowy wartości

szczytowej – automatycznie pozostaje na najwyższej wskazanej w czasie pomiaru wartości, aż do momentu wyzerowania. Skala 0-30psi.

---