

Okulary ochronne dla zwierząt Doggles

Okulary ochronne dla zwierząt DOGGLES (komplet 3 sztuki)

Cena: 1 382,11 zł

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-06-16



Okulary ochronne do laseroterapii, z filtrem ochronnym P5K01, chroniące oczy małych zwierząt np. psów czy kotów.

Okulary ochronne dla zwierząt Doggles niezawodnie chronią oczy zwierząt podczas zabiegu laseroterapii o długości fali od 800 do 1100 nm.

Okulary ochronne dla zwierząt są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Z tego powodu można wybrać

odpowiedni rozmiar dla zwierzęcia - kota czy psa. Wszystkie modele okularów ochronnych tzw. gogle, mają elastyczną opaskę na głowę i podbródek, dzięki czemu zapewniają łatwe i solidne dopasowanie podczas zabiegów.

Okulary ochronne dla zwierząt Doggles charakterystyka:

- Zestaw trzech modeli w różnych rozmiarach
- Zakres długości fal 800-1100nm
- Regulowany pasek na głowę i brody