



Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych LASTURA HOBBY

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych LASTURA HOBBY, z systemem jezdnym, nie wymaga stałych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektryczna regulacja wysokości wanny

Cena: 19 404,63 zł
VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-06-16

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych LASTURA HOBBY

Wanna jezdna do masażu wirowego kończyn górnych lub dolnych o regulowanej wysokości

Wanna nie wymaga stałych przyłączy wodno - kanalizacyjnych. Napełnianie odbywa się od góry , natomiast wypuszczanie wody z wanny do odpływu za pomocą grawitacji. Dzięki temu wanna Lastura Hobby jest idealna do miejsc, gdzie nie mamy miejsca na oddzielne pomieszczenie do hydroterapii. Kółka jezdne w podstawie wanny dają możliwość podjechania w każde miejsce bezpośrednio do pacjenta. Regulacja wysokości poprzez elektryczny napęd za pomocą przycisku umieszczonego na panelu górnym wanny.

Lastura Hobby to urządzenie przeznaczone do leczniczych i relaksacyjnych masażu kończyn górnych lub dolnych (w zależności od ustawienia) za pomocą strumieni wody wzbogaconych prądami powietrza wytwarzanymi przez podwodne dysze.

Kąpiel jest wskazana w leczeniu pourazowym stawów, w stanach pozapalnych, w przypadku zaburzeń pracy stawów i zmęczenia nerwowo - mięśniowego pracy kończyn, a także do regeneracji kończyn po nadmiernym wysiłku fizycznym, np. po aktywności sportowej. Wysoka temperatura kąpeli i mechaniczne działania strumieni napowietrzanej wody powodują ogranie mięśni, relaksują i regenerują układ mięśniowy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY LASTURA HOBBY:

- Manualne sterowanie funkcjami wanny.
- Wanna nie wymaga stałych przyłączy wodno - kanalizacyjnych.
- Wanna posiada system całkowitego opróżniania obiegu wody wraz z pompą.
- Wygoda i funkcjonalność: elektryczna regulacja wysokości wanny ułatwia jej obsługę (może być łatwo skonfigurowana do masażu kończyn górnych lub dolnych), a kółka jezdne w podstawie wanny umożliwiają łatwe jej przemieszczanie
- Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanny zapewniają komfort dla pacjenta. Optymalnie dobrane wymiary wewnętrzne dały efekt w postaci niskiego zużycia wody.
- Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpeli.
- Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i posiadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.
- Wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu ergonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 18 dysz do hydromasażu wyposażonych w funkcję napowietrzania strumienia wody, w tym 4 dysze do masażu stóp.
- Wąż napełniający
- Elektryczna regulacja wysokości wanny.

CHARAKTERYSTYKA DYSZ DO HYDROMASAŻU:

- Dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości - umożliwiają skuteczniejszy masaż.
- Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody.
- Regulacja wydajności dysz.
- System dysz ma funkcję przepłukiwania (dezynfekcja).
- System całkowitego odwadniania układu do

hydromasażu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękcacz wody)

DANE TECHNICZNE

- Pojemność użytkowa wanny: 40 l
- Max pojemność wanny: 48 l
- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 1060 x 660 x 795-1445 mm
- Waga: 71 kg
- Czas napełniania wanny: 1,5 min.
- Czas wypuszczania wody do kratki ściekowej: 3,5 min.
- Czas wypuszczania wody do umywalki: 4,3 min.
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 800 VA
- Regulacja wysokości wanny: 650 mm