

## Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego z 2 mankietami na kończyne dolną

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych w zestawie z 2 mankietami na kończyne dolną.

**Cena: 11 944,44 zł**

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-07-22



Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych z 2 mankietami na kończyne dolną.

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego do zastosowań klinicznych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, współpraca z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

### Dane techniczne:

- Tryb pracy: sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala
- Regulacja ciśnienia [mmHg]: 20 do 90
- Wymiary [cm]: 19 x 37,5 x 31,5
- Waga [kg]: 6,7
- Zasilane [V]: 230

**12 - komorowy mankiet na kończyne dolną**, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość cholewki do wyboru 65/75/85 cm.