

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego z 2 mankietami na kończynę górną

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych w zestawie z 2 mankietami na kończynę górną.

Cena: 12 314,81 zł

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2019-08-22



Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego, do zastosowań klinicznych z 2 mankietami na kończynę górną.

Lympha Press Optimal® urządzenie do masażu ciśnieniowego do zastosowań klinicznych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, współpraca z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

Dane techniczne:

- Tryb pracy: sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala
- Regulacja ciśnienia [mmHg]: 20 do 90
- Wymiary [cm]: 19 x 37,5 x 31,5
- Waga [kg]: 6,7
- Zasilane [V]: 230

11 - komorowy mankiet na kończynę górną do urządzeń MINI i OPTIMAL, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór, długość 82 cm, z dwiema opaskami mocującymi prawa/lewa strona.